

**Протокол №7 об итогах закупа способом запроса ценовых предложений
«Диагностические реагенты для анализаторов» для КГП на ПХВ «Районная
больница Бородулихинского района» управления здравоохранения Восточно-
Казахстанской области**

26 февраля 2021 год 11 часов 40 минут.

Заказчик и организатор закупа в лице: **КГП на ПХВ «Районная больница Бородулихинского района» Управления Здравоохранения Восточно-Казахстанской области.**

Почтовый адрес: **070400, Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, село Бородулиха, улица Ф.Середина, 66.**

В соответствии с Постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729 «Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг» (далее Правила) КГП на ПХВ "Районная больница Бородулихинского района" УЗ ВКО провело закуп:

1.

№	Наименование	Количество	Единица измерения	Цена (тенге)	Сумма (тенге)
1.	Диагностический набор реагентов для определения АЛТ. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/ALT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	15	Набор	27500.00	412500.00
2.	Диагностический набор реагентов для определения АСТ. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/AST. Объем рабочего	15	Набор	27500.00	412500.00

	раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов				
3.	Диагностический набор реагентов для определения Альфа-Амилазы. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E Двухкомпонентный набор реагентов для определения AMS. Объем рабочего раствора не менее 48мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	10	Набор	41850.00	418500.00
4.	Диагностический набор реагентов для определения Гамма-Глутамилтрансферазы. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E Двухкомпонентный набор реагентов для определения GGT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для	2	Набор	40250.00	80500.00

	реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов				
5.	Диагностический набор реагентов для определения Глюкозы. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E Двухкомпонентный набор реагентов для определения GLU-GodPap. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	15 Набор	23000.00	345000.00	
6.	Диагностический набор реагентов для определения Железа. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E Двухкомпонентный набор реагентов для определения FE. Объем рабочего раствора не менее 96мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения	2 Набор	55325.00	110650.00	

	контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов				
7.	Диагностический набор реагентов для определения Креатинина. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E Двухкомпонентный набор реагентов для определения CREA-J. Объем рабочего раствора не менее 210мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	20	Набор	35175.00	703500.00
8.	Диагностический набор реагентов для определения Мочевины. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E Двухкомпонентный набор реагентов для определения BUN/UREA. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	15	Набор	23000.00	345000.00
9.	Диагностический набор реагентов для определения Общего белка. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E Однокомпонентный	15	Набор	16000.00	240000.00

	набор реагентов для определения ТР. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов				
10.	Диагностический набор реагентов для определения Общего билирубина. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200Е Двухкомпонентный набор реагентов для определения TBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	10	Набор	40775.00	407750.00
11.	Диагностический набор реагентов для определения Прямого билирубина. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200Е Двухкомпонентный набор реагентов для определения DBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть	10	Набор	40775.00	407750.00

	полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов				
1 2.	Диагностический набор реагентов для определения Общего холестерина. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E Однокомпонентный набор реагентов для определения CHOL/TC. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	10	Набор	31550.00	315500.00
1 3.	Диагностический набор реагентов для определения Триглицеридов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E Однокомпонентный набор реагентов для определения TG. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур	10	Набор	63000.00	630000.00

	программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов				
1 4.	Диагностический набор реагентов для определения Мочевой кислоты. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E Двухкомпонентный набор реагентов для определения UA. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	2 Набор	35050.00	70100.00	
1 5.	Диагностический набор реагентов для определения Щелочной фосфатазы. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E Двухкомпонентный набор реагентов для определения ALP. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	2 Набор	20675.00	41350.00	
1 6.	Мультикалибратор. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа	2 Набор	182500.00	365000.00	

	BS-200E Одноуровневый мультикалибратор для однокомпонентных и двухкомпонентных тестов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: GOT/ALT, GOT/AST, ALB, AMS, GGT, GLU-GodPap, FE, CREA-J, LDH, MG, BUN/UREA, TP, TBIL/VOX, DBIL/VOX, CHOL/TC, TG, ALP, UA. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 30мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора.				
1 7.	МультиКонтроль Клинический уровень 1. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E. Специальный реагент ClinChem на основе человеческой сыворотки, имеющий аттестованные референтные значения соответствующие нормальному диапазону, для проведения процедуры QC при выполнении тестов на C3, C4, CRP, IgA, IgG, IgM. Реагент должен быть в жидком виде, полностью готовый, не требующий предварительной подготовки. Реагент должен быть расфасован в несколько флаконов, что позволяет в дальнейшем использование отдельных флаконов для предотвращения контаминации и продления стабильности. Общий объем реагента должен быть не менее 30мл. Флаконы с реагентом должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора	2 Набор	225000.00	450000.00	
1 8.	МультиКонтроль Клинический уровень 2. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E. Специальный реагент ClinChem на основе человеческой сыворотки, имеющий аттестованные референтные значения соответствующие нормальному диапазону, для проведения процедуры QC при выполнении тестов на C3, C4, CRP, IgA, IgG, IgM. Реагент должен быть в жидком виде, полностью готовый, не требующий предварительной подготовки. Реагент должен быть расфасован в несколько флаконов, что позволяет в дальнейшем использование отдельных флаконов для	2 Набор	225000.00	450000.00	

	предотвращения контаминации и продления стабильности. Общий объем реагента должен быть не менее 30мл. Флаконы с реагентом должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора				
1 9.	Моющий раствор. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E Специальный концентрированный реагент Detergent CD80. Реагент предназначен для приготовления моющего раствора использующегося для промывки блока реакционных кювет, дозирующих зондов, миксера. Готовый раствор не должен обладать коррозионными и окисляющими свойствами при контакте с деталями анализатора. Фасовка концентрата должна быть не менее 1 литра. Должно хватать для приготовления не менее чем 15 литров моющего раствора.	30 флакон	42000.00	1260000.00	
2 0.	Диагностический набор реагентов для определения HDL-С. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена высокой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация НВ в пределах до $\pm 10\%$. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	3 Набор	78075.00	234225.00	
2 1.	Диагностический набор реагентов для определения LDL-С. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа	3 Набор	88900.00	266700.00	

	BS-200E Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена низкой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация НВ в пределах до $\pm 10\%$. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов				
2	Мультикалибратор липидов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E Мультикалибратор для двухкомпонентных тестов при количественном определении липидов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: ApoA1, ApoB, HDL-C, LDL-C, определяемых методом прямой фотометрии без осаждения. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 5мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора.	1	Набор	127440.00	127440.00
2 3	Диагностический набор реагентов для определения Альбумина. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E Однокомпонентный набор реагентов для определения ALB. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью	2	Набор	14600.00	29200.00

	адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов				
2 4.	Набор реагентов для анализатора Fineware FIA Meter Plus закрытого типа. Быстрый количественный экспресс-тест на D-Dimer, для портативного флуоресцентного анализатора Fineware FIA Meter Plus. В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.	2	Упаковка	95700.00	191400.00
2 5.	Набор реагентов для анализатора Fineware FIA Meter Plus закрытого типа. Быстрый количественный тест на гликированный гемоглобин (HbA1c) для портативного флуоресцентного анализатора Fineware FIA Meter Plus. В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.	5	Упаковка	68200.00	341000.00
2 6.	Набор реагентов для анализатора Fineware FIA Meter Plus закрытого типа. Быстрый количественный тест на кардиологический Тропонин I (сTn I) для портативного флуоресцентного анализатора Fineware FIA Meter Plus. В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.	5	Упаковка	108020.00	540100.00
2 7.	Набор реагентов для анализатора Fineware FIA Meter Plus закрытого типа. Быстрый количественный тест на С-реактивный белок (CRP) для портативного флуоресцентного анализатора Fineware FIA Meter Plus. В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер. картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.	5	Упаковка	69000.00	345000.00
2 8.	Набор реагентов для анализатора Fineware FIA Meter Plus закрытого типа. Быстрый количественный тест на прокальцитонин (PCT) для портативного флуоресцентного анализатора Fineware FIA Meter Plus. В составе	1	Упаковка	100320.00	100320.00

	набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер. идентификационный чип картриджей, буфер.				
2 9.	Тест-карты для портативного анализатора критических состояний для анализатора "ЕРОС". Специальные тест-карты модели BGEM для автоматического портативного анализатора газов, электролитов и метаболитов крови Ерос. Определяемые параметры: измеряемые pH, pCO ₂ , pO ₂ , Na, K, Ca, Hct, Glu, Lac, Crea, расчетные cHCO ₃ -, BE (ecf), cSO ₂ , A, A-a, a/A, A (T), A-a (T), a/A (T), ClcTCO ₂ , AGap, AGapK, cHgb, BE (b), eGFR, eGFR-a. Упаковка 50 тест-карт.	3	Упаковка	352000.00	1056000.00
3 0.	Расходный материал для анализатора "ЕРОС". Шприцы с сухим гепарином для анализа газов крови 2 мл. Лuer слип (LuerSlip 2 ml(50/80 M.E.)), №50	3	Упаковка	32000.00	96000.00
3 1.	Тест-полоски для мочевых исследований для анализатора Aution Eleven AE - 4020 INT (IVD). Тест-полосы для мочевых исследований на анализаторе. Фасовка: не менее 100 тест-полосок в одной тубе. Определение не менее 10 аналитов. Время определения результата по всем аналитам не более 60 секунд. Строгая последовательность расположения тестовых зон по каждому определяемому аналиту. Каждая полоска должна оснащаться идентификационной зоной для совместимости с анализатором. Высокая чувствительность при определении каждого аналита. Диапазоны определения: глюкоза 50-1000 мг/дл, белок 15-1000 мг/дл, билирубин 0.5 - мг/дл, уробилиноген 2-8 мг/дл, pH 5-9, удельный вес 1.000 – 1.030, кровь (гемоглобин) 0.03 – 1.0мг/дл, кетоны 5-150 мг/дл, нитриты 0.08 – 0.5 мг/дл, лейкоциты 25-300 Leu/uL	150	Упаковка	16375.00	2456250.00
3 2.	Набор реагентов. Электронная тест карта для анализатора COЭ Vision Pro. Тест карта на 10000 тестов	2	Штука	2700000.00	5400000.00
3 3.	Набор реагентов. Ликвичек, контроль COЭ, двухуровневый, миниупаковка (2х9мл). Обязательное наличие заводских референтных значений для анализатора COЭ Vision Pro	1	Упаковка	250000.00	250000.00
3	Реагенты для анализатора Ortho Workstation	15	Упаковка	25100.00	376500.00

4.	закрытого типа Affirmagen2 для подтверждения группы крови AB0. 3% стандартные эритроциты для определения группы крови Affirmagen 2 (A1+B) / (3% Affirmagen 2 (A1+B Cells) Red Cells, упаковка 2х3мл, для колоночной агглютинации Ortho				
3 5.	Реагенты для анализатора Ortho Workstation закрытого типа Surgiscreen 0.8% для распознавания антител в группе крови. 0.8% стандартные эритроциты для скрининга антител Surgiscreen / 0.8% Surgiscreen (3 Cell Screen) Red Cells, упаковка 3х10мл, для колоночной агглютинации Ortho	12	Упаковка	42500.00	510000.00
3 6.	Кассеты для анализатора Ortho Workstation закрытого типа для определения резус фактора и группы крови прямой и обратной реакцией BioVue, № 400. Кассеты для определения резус фактора и группы крови прямой и обратной реакцией / BioVue ABO Rh-D Combo Cassettes, упаковка 400 кассет, для колоночной агглютинации Ortho	2	Упаковка	756300.00	1512600.00
3 7.	Кассеты для анализатора Ortho Workstation закрытого типа полиспецифические анти-человеческие BioVue, № 100. Кассеты полиспецифические содержащие античеловеческий иммуноглобулин для скрининга антител / BioVue Anti-Human Polyspecific Cassettes, упаковка 100 кассет, для колоночной агглютинации Ortho	1	Упаковка	274000.00	274000.00
3 8.	Прокалыватели кассет для анализатора Ortho Workstation закрытого типа для системы BioVue (20 шт.). Лайнеры для системы Ortho BioVue / Ortho BioVue Liners, упаковка 20 штук, для колоночной агглютинации Ortho	50	Упаковка	5600.00	280000.00
3 9.	Раствор для анализатора Ortho Workstation закрытого типа Ortho Bliss. 3 x 10ml.	1	Упаковка	28000.00	28000.00
4 0.	Изотонический разбавитель для автоматического гематологического анализатора BC-5000 закрытого типа. Специальный разбавитель марки M52 D, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в	20	Канистра	64000.00	1280000.00

	течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологической системы. Объем упаковки не менее 20 литров.				
4 1.	Лизирующий реагент для автоматического гематологического анализатора BC-5000 закрытого типа. Специальный жидкий реагент марки M-52DIFF, предназначенный для одновременного лизирования красных кровяных клеток, дифференцировки лейкоцитов по 5 субпопуляциям и химического окрашивания базофилов и эозинофилов. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологической системы. Объем флакона не менее 500мл.	30	Флакон	80000.00	2400000.00
4 2.	Лизирующий реагент для автоматического гематологического анализатора BC-5000 закрытого типа. Специальный жидкий реагент марки M-52LH, предназначенный для лизирования красных кровяных клеток и химического окрашивания гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологической системы. Объем флакона не менее 100мл.	30	Флакон	51000.00	1530000.00
4 3.	Универсальный чистящий реагент Probe Cleanser для автоматического гематологического анализатора BC-5000 закрытого типа, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозионного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Объем флакона не менее 17мл. Данная фасовка предназначена для удобства и Чистящий реагент. Совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора.	36	Флакон	4000.00	144000.00
4 4.	Набор контрольных растворов для автоматического гематологического	4	Набор	190000.00	760000.00

	анализатора ВС-5000 закрытого типа. Набор марки В55 предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты М58. Набор должен состоять из трех флаконов, емкостью не менее 3,5мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по двенадцати клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой гематологической системы для автоматического ввода референтных параметров в память прибора.				
4 5.	Тест-полоски для определения протромбинового времени для оптического анализатора коагуляции OCG-102. Специальная пластиковая тест-полоска для количественного определения протромбинового времени и МНО в цельной цитратной крови. Тест-полоска должна быть снабжена штрих-кодом совместимым со сканером анализатора коагуляции закрытого типа OCG-102. На тест-полоске должна располагаться цилиндрическая реакционная камера, содержащая распыленные реагенты в сухом виде. Определение результата реакции с помощью специального вращающегося ротора. Объем цельной цитратной крови для анализа не более 20мкл. Упаковка 24 тест-полоски.	10 Упаковка	32210.00	322100.00	
4 6.	Тест-полоски для определения концентрации фибриногена для оптического анализатора коагуляции OCG-102. Специальная пластиковая тест-полоска для количественного определения концентрации фибриногена в цельной цитратной крови. Тест-полоска должна быть снабжена штрих-кодом совместимым со сканером анализатора коагуляции закрытого типа OCG-102. На тест-полоске должна располагаться цилиндрическая реакционная камера,	10 Упаковка	34850.00	348500.00	

	содержащая распыленные реагенты в сухом виде. Определение результата реакции с помощью специального вращающегося ротора. Объем цельной цитратной крови для анализа не более 20мкл. Упаковка 24 тест-полоски.				
4 7.	Тест-полоски для определения АПТВ для оптического анализатора коагуляции OCG-102. Специальная пластиковая тест-полоска для количественного определения АПТВ в цельной цитратной крови. Тест-полоска должна быть снабжена штрих-кодом совместимым со сканером анализатора коагуляции закрытого типа OCG-102. На тест-полоске должна располагаться цилиндрическая реакционная камера, содержащая распыленные реагенты в сухом виде. Определение результата реакции с помощью специального вращающегося ротора. Объем цельной цитратной крови для анализа не более 20мкл. Упаковка 24 тест-полоски.	10	Упаковка	32210.00	322100.00
4 8.	Тест-полоски для определения тромбинового времени для оптического анализатора коагуляции OCG-102. Специальная пластиковая тест-полоска для количественного определения тромбинового в цельной цитратной крови. Тест-полоска должна быть снабжена штрих-кодом совместимым со сканером анализатора коагуляции закрытого типа OCG-102. На тест-полоске должна располагаться цилиндрическая реакционная камера, содержащая распыленные реагенты в сухом виде. Определение результата реакции с помощью специального вращающегося ротора. Объем цельной цитратной крови для анализа не более 20мкл. Упаковка 24 тест-полоски.	5	Упаковка	37500.00	187500.00
4 9.	Контрольный материал для клоттинговых тестов для оптического анализатора коагуляции OCG-102. Специальный контрольный материал для проведения QC клоттинговых тестов при выполнении исследований с помощью тест-полосок на анализаторе коагуляции закрытого типа OCG-102. Контрольный материал представляет из себя плазму со специальной обработкой цитратом натрия. Контроль должен быть двухуровневым и состоять из двух флаконов с нормальным и патологическим диапазонами.	1	Упаковка	26400.00	26400.00

Обязательное наличие аттестованных референтных значений.			
Итого:	612		29200935.00

2. Следующие потенциальные поставщики предоставили ценовые предложения:

Наименование потенциального поставщика	Дата и время представления ценового предложения
ТОО «ШыгысМедТрейд»	23 февраля 2021 года 9 часов 00 минут
ТОО «МедТехСервис»	23 февраля 2021 года 9 часов 03 минуты
ТОО «Nur Medical Company»	23 февраля 2021 года 9 часов 05 минут
ТОО «ЭлетМед»	23 февраля 2021 года 9 часов 07 минут

3. Ценовые предложения, не допущенные к участию в закупе:

Номер лота	Наименование потенциального поставщика	Общая цена (тенге)	Причина
------------	--	--------------------	---------

4. Ценовые предложения потенциальных поставщиков, допущенные к участию к закупу:

Номер лота	Наименование потенциального поставщика	Общая цена (тенге)
1	ТОО «ШыгысМедТрейд»	412 500
2	ТОО «ШыгысМедТрейд»	412 500
3	ТОО «ШыгысМедТрейд»	418 500
4	ТОО «ШыгысМедТрейд»	80 500
5	ТОО «ШыгысМедТрейд»	345 000
6	ТОО «ШыгысМедТрейд»	110 650
7	ТОО «ШыгысМедТрейд»	703 500
8	ТОО «ШыгысМедТрейд»	345 000
9	ТОО «ШыгысМедТрейд»	240 000
10	ТОО «ШыгысМедТрейд»	407 750
11	ТОО «ШыгысМедТрейд»	407 750
12	ТОО «ШыгысМедТрейд»	315 500
13	ТОО «ШыгысМедТрейд»	630 000
14	ТОО «ШыгысМедТрейд»	60 100
15	ТОО «ШыгысМедТрейд»	41 350

16	ТОО «ШыгысМедТрейд»	365 000
17	ТОО «ШыгысМедТрейд»	450 000
18	ТОО «ШыгысМедТрейд»	450 000
19	ТОО «ШыгысМедТрейд»	1 260 000
20	ТОО «ШыгысМедТрейд»	234 225
21	ТОО «ШыгысМедТрейд»	266 700
22	ТОО «ШыгысМедТрейд»	127 440
23	ТОО «ШыгысМедТрейд»	29 200
24	ТОО «ШыгысМедТрейд»	191 400
25	ТОО «ШыгысМедТрейд»	341 000
26	ТОО «ШыгысМедТрейд»	540 100
27	ТОО «ШыгысМедТрейд»	345 000
28	ТОО «ШыгысМедТрейд»	100 320
29	ТОО «ЭлитМед»	1 056 000
30	ТОО «ЭлитМед»	96 000
31	ТОО «Nur Medical Company»	2 456 250
32	ТОО «МедТехСервис»	5 400 000
33	ТОО «МедТехСервис»	250 000
34	ТОО «ШыгысМедТрейд»	376 500
35	ТОО «ШыгысМедТрейд»	510 000
36	ТОО «ШыгысМедТрейд»	1 512 600
37	ТОО «ШыгысМедТрейд»	274 000
38	ТОО «ШыгысМедТрейд»	280 000
39	ТОО «ШыгысМедТрейд»	28 000
40	ТОО «МедТехСервис»	1 280 000
41	ТОО «МедТехСервис»	2 400 000
42	ТОО «МедТехСервис»	1 530 000
43	ТОО «МедТехСервис»	144 000
44	ТОО «МедТехСервис»	760 000
45	ТОО «МедТехСервис»	322 100
46	ТОО «МедТехСервис»	348 500
47	ТОО «МедТехСервис»	322 100
48	ТОО «МедТехСервис»	187 500
49	ТОО «МедТехСервис»	26 400

5. Наименование и местонахождение победителя:

Наименование победителя	Местонахождение	Цена договора (тенге)
ТОО «ШыгысМедТрейд»	г. Усть-Каменогорск, ул. Добролюбова, 39/2	12 612 085.00 (двенадцать миллионов шестьсот двенадцать тысяч восемьдесят пять)
ТОО «МедТехСервис»	г. Усть-Каменогорск, ул. Добролюбова, 39/2	12 970 600 (двенадцать миллионов девятьсот семдесят тысяч шестьсот)
ТОО «ЭлитМед»	г. Усть-Каменогорск, ул. Добролюбова, 39/2 офис 1	1 152 000 (один миллион сто пятьдесят две тысячи)
ТОО «Nur Medical Company»	г. Усть-Каменогорск, ул. Добролюбова, 39/2 офис 1	2 456 250 (два миллиона четыреста пятьдесят шест тысяч двести пятьдесят)

6. Лоты, по которым закуп признан несостоявшийся:

№ лота	Сумма лота (Тенге)	Основание
--------	--------------------	-----------

7. При вскрытии конвертов присутствовали представители потенциальных поставщиков: нет.

Главный врач:

У. 26.09.19



Эфендиев У.М.

Специалист
по государственным закупкам:

Клепцов Н.Н.

Медсестра
лекарственного обеспечения:

Лев

Леонтьева М.А.